

インフルエンザ、Withコロナ対策に最適!!



Cutting Edge!!
カッティングエッジ!!

人と部屋全体の除菌、消臭、加湿を行う

次亜塩素酸水対応超音波ミスト加湿器

ウイルスのクラスター感染は、密閉、密集、密接での場で、マスクを着用していても微細なウイルスを含んだ浮遊粒子が空間に放出され、落下した箇所でも活動するため、除菌噴霧が必要です。

本加湿器は、除菌効果の高い電解性次亜塩素酸水に対応し、部屋や店舗に入る人に噴霧し除菌する事も可能です。超音波によるミストは非常に細かく、長時間において空間に漂い煙の様に拡散するため、部屋の隅々、壁や天井、床等の徹底した除菌が可能です。店舗、会議室、病院、老人ホーム、幼稚園、学校、ホテル、居酒屋、ライブハウス、ナイトクラブ、パチンコ店、一般家庭等の空間において非常に大きな除菌と加湿の効果があります。

噴霧するぞう3



寸法:幅317X奥257X高1,120mm
噴霧量:1,200ml / 時間
タンク容量:23.8リットル

噴霧するぞう2



寸法:幅600X奥600X高2,055mm
噴霧量:1,600ml / 時間
タンク容量:ユーザーのタンクを使用

プロミストPK-603



寸法:幅220X奥180X高310mm
噴霧量:330ml / 時間
タンク容量:5リットル

AKC-MH034



寸法:幅680X奥180X高440mm
噴霧量:1,500ml / 時間
タンク容量:16リットル

AKC-MH033



寸法:幅260X奥240X高745mm
噴霧量:300ml / 時間
タンク容量:8リットル

給水時に水をフィルターでろ過し、さらにタンク内の水を内蔵UV紫外線ランプで殺菌し常に雑菌の無い状態を保ち、徹底した除菌、消臭、加湿が可能です

AKC-MH401



寸法:幅215X奥215X高310mm
噴霧量:300ml / 時間
タンク容量:4リットル

タンクの水に塩を加えると、次亜塩素酸水を生成する事が出来、その水をスプレーボトルに入れたら、除菌水として使えます

次亜塩素酸水対応超音波ミスト加湿器の大きな特徴

1. 除菌効果が高い酸性電解水(次亜塩素酸水)を噴霧し、インフルエンザ等様々なウイルス除菌が可能です。
2. 超音波ミストは非常に細かく、消毒剤の浮遊時間が長く、空間で漂い煙の様に拡散するため、部屋の隅々、壁、天井、床の除菌を行い、クラスター対策に大きな効果を発揮します。
3. 店舗や部屋の入口で、入って来る人に噴霧しますので、「菌を中に持ち込まない」効果が有ります。
4. 除菌だけではなく、消臭、加湿効果もあるため、1年中ご使用頂けます。
5. 酸性電解水(次亜塩素酸水)は、生成器の「@除菌手・洗う」で作ると、低コストで対応出来ます。

次亜塩素酸水対応超音波ミスト加湿器が有ると、大きな効果が有る場所



お薦めの電解水(次亜塩素酸水)生成器



①除菌手・洗う 酸性電解水生成器

手をかざすだけで、酸性電解水が数秒間出て除菌手洗いをすることが出来ます。この生成器で噴霧用除菌水も作ります。



手洗いざんまい 酸性電解水生成器

手をかざすだけで、酸性電解水が数秒間出て除菌手洗いをすることが出来ます。この生成器で噴霧用除菌水も作ります。

加湿器の詳細、最新情報、動画をご覧ください



こちらから加湿器各種の製品詳細、最新情報、動画をご覧ください。



次亜塩素酸水対応超音波加湿器各機種の様

製品名	噴霧するぞう3	噴霧するぞう2 スタンドモデル	プロミスト PK-603	AKC-MH034	AKC-MH034	AKC-MH034
寸法 幅奥高 mm	317x257x1,120	600x600x2,055	220x180x310	680x180x440	260x240x745	215x215x310
重量 kg	7	20	1.6	1.5	3.2	5.8
タンク容量 ml	23.8	ユーザーのタンク次第	5	16	8	4
最大噴霧量 毎時ml	1,200	1,600	330	1,500	300	300
定格消費電力 W	—	120	22	46	28	40
電気仕様	AC100V 50/60Hz					

販売代理店 **カッティングエッジ**



〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 1-9-6

TEL: 090-6012-7357

FAX: 03-5289-0267

<https://cuttingedge-tech.jp/>

sales@cuttingedge-tech.jp



お問い合わせ先はこちら